

## 脑电图帽定制单

单位名称: \_\_\_\_\_ 联系人: \_\_\_\_\_

联系方式: \_\_\_\_\_ 定制型号及数量: \_\_\_\_\_

尊敬的客户, 您好!

为了给您提供更加优质和规范的服务, 并进一步提高我们的服务效率, 请您根据实际需求, 填写以下资料:

### 一、定制脑电图帽的形式 (必填)

1、布帽:  速干网眼帽 (单层)  速干网眼帽 (双层)  加厚弹力帽 (科研专用)  双层弹力帽

2、电极:  银/氯化银粉末烧结电极 (推荐)  纯银/镀氯化银电极  其它电极 \_\_\_\_\_

3、电极头:  常规电极头 (硅胶)  扁平电极头 (睡眠)  新生儿专用电极头 (舒适)

新款电极头 (美观、舒适)

4、导线材质:  优质镀银铜箔丝导线 (推荐)  特氟龙导线 (盐水电极专用)

5、线长 (用于做帽子的电极线长度):  1.5M (常规默认)  2.0M  2.5M  3.0M  其它 \_\_\_\_\_

### 二、电极位置和名称 (必填)

1、电极的位置和名称: (比如: FP1、FP2...) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2、参考电极:  A1、A2 (耳垂)  M1、M2 (乳突)  不需要 (平均参考)  其它 \_\_\_\_\_

3、参考电极的安装形式:  盘状电极 ( 单独配  装在帽子上)  耳夹电极 ( 单独配  装在帽子上)

4、地线与 REF 的安装位置:  GND \_\_\_\_\_  REF \_\_\_\_\_

### 三、脑电图帽与放大器的连接方式 (必填)

与放大器上的集成接口直接对插 (需提供 1、连接器品牌、型号; 2、电极与连接器之间的焊接序号)

通过设备转接线与放大器上的通用接口连接 (1.5mm 标准孔式端子)

其它方式连接: \_\_\_\_\_

### 四、其它信息 (选填)

1、放大器品牌、型号: \_\_\_\_\_

2、设备初装时间: \_\_\_\_\_

注: 未尽事宜, 请与产品工程师沟通, 并附于定制单之后

### 附：脑电图帽型号说明

序号	型号	头围尺寸	对应人群
1	L	58-62cm	成人大号
2	M	54-58cm	成人中号（多数人）
3	S	50-54cm	成人小号（青少年）
4	XS	46-50cm	儿童（5 岁以下）
5	2XS	42-46cm	儿童（2 岁以下）
6	3XS	38-42cm	儿童（半岁以下）
7	4XS	34-38cm	新生儿（1 个月以下）
8	5XS	30-34cm	新生儿（早产儿）
9	6XS	26-30cm	早产儿
10	7XS	22-26cm	早产儿